



FICHA TÉCNICA

Categoría de producto: Aislante para composites, cerámicas y acrílicos.

Nombre del producto: Ultra fino.

Propósito de uso: Aísla la superficie de los modelos dentales.

Embalaje: Consulte la etiqueta del producto.

Referencia: PE2338

Registro INVIMA:

PRECAUCIONES:

1. Precaución antes de usar.

- Compruebe que el producto no esté dañado o agrietado.
- No deje caer el producto al suelo ni aplique una fuerza excesiva, ya que esto puede dañarlo.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Guárdalo a temperatura ambiente y en un lugar libre de humedad.

2. Almacenamiento y mantenimiento después de su uso.

- Almacene el producto a temperatura ambiente y en un lugar libre de humedad.
- Empaque y almacene el producto adecuadamente para que no se dañe.
- No deje el producto destapado después de usar.
- Guárdelo a temperaturas que pueden oscilar entre 0 °C ~ 40 °C y una humedad relativa de 10% r.H]90%r.h, a presiones atmosféricas de 500 hPa ~ 1060 Hpa.

COMPOSICIÓN:

- Polixiloxanos.
- Cargas minerales.
- Aceites vinílicos.
- Aglutinante.
- Pigmentos orgánicos.

***Este es un producto de un solo uso.**

1. Características principales.


Especialmente formulado para evitar la adherencia de materiales restauradores al modelo de trabajo en yeso tales como; composites, cerámicas, acrílicos entre otros.

- Durabilidad.
- Fácil aplicación.
- Mayor tiempo de trabajo.
- Baja absorción del yeso.
- Inoloro
- No residuo
- No tóxica.

CUIDADO:

- El uso de este producto es exclusivo para profesionales especializados en la fabricación de prótesis dentales.
- Todas las instrucciones de uso deben seguirse correctamente; cualquier uso inadecuado, o distinto al indicado, es responsabilidad del profesional.
- Deberá respetarse la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
- El producto debe almacenarse y manipularse lejos del calor excesivo y la exposición a la luz solar.
- La exposición prolongada a la luz ambiental puede desencadenar una pérdida de propiedades físicas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

SÍMBOLOS EN EL EMPAQUE:

 REF	NÚMERO DE CATÁLOGO	 ADVERTENCIAS	 LEA INDICACIONES	 NO INGERIR	 TEMPERATURA ALMACENAJE
 LOT: VEN:	LOTE Y FECHA FABRICACIÓN	 FABRICANTE	 NO REUTILIZABLE	 RECICLABLE	 PRODUCTO NO ESTÉRIL



⌘ PREPARACIÓN PREVIA.

La aplicación debe estar previamente supervisada por un profesional especializado.

- Prepare la superficie a aplicar.
- Aplique con el pincel del envase sobre la superficie.
- No coloque el pincel en superficies sucias.
- Comience el proceso una vez aplicado el producto.

Fecha de Creación: 2023-08-10

Origen: Medellín – Colombia

Coordinador Técnico.

Fecha de Actualización: 2024-03-13

Páginas: 3/3

Fabricación: Eresin Materiales y Equipos S.A.S Rep.

Legal: Fabio David Infante